



Contam® Duo

Použití je jako normálního provedení tamponu, nabízí však svým dvojitým tvarem lepší uchycení a působení. Vyvíjí se tlak na tkáň obklopující močovou trubici, což vede k jejímu přirozenému uzavření. To zabraňuje nechtěnému úniku moči. Navíc se spojené tampony snadněji zavádějí a pevněji drží.

Název	Počet (ks)	Kat. č:	Průměr (mm)	Délka (mm)
Duo	10	6350	40	61



Contam® Special

Contam Spezial funguje jako normální provedení a dodatečně nabízí možnost aplikaci mastí / krému (mj. hormonálních mastí) do prohlubní drážek tamponu. Léčivé substance, aplikované do prohlubní povrchu tamponu, se při zavádění tampónu stírají jen minimálně.

Název	Počet (ks)	Kat. č:	Průměr (mm)	Délka (mm)
Mini	10	6225	22	61
	20	6225	22	61
	50	6225	22	61
Regular	10	6265	28	61
	20	6265	28	61
	50	6265	28	61
Extra	10	6225	33	68
	20	6225	33	68
	50	6225	33	68



Contam® Med

Základní funkcí tohoto tamponu je lokální léčba (viz. také – Contam® Spezial). Používá se také jako podpora i v případě, že pacientka netrpí stresovou inkontinencí, neboť tvar tamponu kopíruje po obou stranách tvar močové trubice a téměř netlačí či tlačí neznatelně.

Název	Počet (ks)	Kat. č:	Průměr (mm)	Délka (mm)
Regular	10	6340	28	61
Extra	20	6341	33	68