

## LURZ – NEREZOVÝ PODTLAKOVÝ LIGÁTOR

Při spojení se zdrojem podtlaku – (je možno aplikovat elastickou ligaturu bez pomoci další osoby).



### Lurz

podtlakový aplikátor – průměr 8 mm

Katalogové číslo: 48.1750



### Lurz

podtlakový aplikátor – průměr 8 mm

Katalogové číslo: 48.1754



### Lurz

podtlakový aplikátor – průměr 8 mm

Katalogové číslo: 48.1755



### Hemosuck C.AC809

Chirurgická odsávačka

Katalogové číslo: C.AC809

### Souprava pro Barronovu ligaturu

- Lurz aplikátor
- Hemosuck – podtlakové sání
- Gavoring – elastické kroužky (balení/100 ks)
- Anoskop – dle výběru

### Nasazování ligačního kroužku na ligátor:

